Microscopio monocular
XSP-42

40x–400x | Doble iluminación LED

Microscopio óptico monocular para la observación de preparaciones en actividades educativas y de laboratorio. Combina iluminación LED superior e inferior regulable para adaptar la observación a la muestra.



CONFIGURACIÓN PRODELAB

Ocular WF10x y tres objetivos: 4x, 10x y 40xS.

40x–400x	90 × 90 mm	LED / LED
Aumento total	Platina mecánica	Luz superior e inferior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Modelo	XSP-42
Tipo	Microscopio óptico monocular
Aumento total	40x, 100x y 400x
Ocular	WF10x
Objetivos	4x, 10x y 40xS
Cabezal	Monocular, inclinado a 45°
Platina	Mecánica móvil de 90 × 90 mm
Iluminación	LED superior e inferior, ajustable

USO PREVISTO

Observación de muestras y preparaciones en enseñanza de ciencias naturales y prácticas generales de laboratorio.